

İğne Koleksiyonu



1 RL 0.17 LT KIRMIZI

KAŞTA KIL ATIM TEKNİĞİ, OMBRE TEKNİĞİ



1 RL 0.25 ST BEYAZ

SAÇ SİMÜLASYONU



1 RL 0.35 LT BEYAZ

KAŞTA KIL ATIM TEKNİĞİ



1 RL 0.40 LT BEYAZ

KAŞTA KIL ATIM TEKNİĞİ



3 RL 0.18 LT BLACK MAMBA

KAŞTA KIL ATIM TEKNİĞİ, İNCE DUDAK KONTÜRÜ



3 RL 0.25 LT MAVİ

İNCE DUDAK KONTÜR, İNCE EYELİNER



3 RS 0.35 ST SARI

KIRPIK DİBİ İNCE EYELİNER, BENLER
İNCE KAŞ DOLGUSU



5 RL 0.30 ST KAHVERENGİ

EYELİNER, DUDAK KONTÜRÜ



5 RS 0.30 ST YEŞİL

EYELİNER, DUDAK KONTÜRÜ,
BENLER, KAŞ



5 SLOPE 0.35 ST PEMBE

FAR VE DUDAK DOLGU TEKNİĞİ



5 FLAT 0.30 ST GRİ

KAŞ, DUDAK, FAR



5 M 0.35 ST MOR

DUDAK DOLGU, FAR, KAŞDA PUDRALAMA
AREOLA



7 RS 0.30 ST TRANSPARAN

KAŞTA PUDRALAMA, KALIN EYELİNER
KALIN DUDAK KONTÜRÜ



7 RM 0.30 ST BEYAZ

FAR, AREOLA
KAŞTA PUDRALAMA



11 M 0.30 ST TRANSPARAN

HIZLI KAŞ PUDRALAMA
AREOLA, VITİLİGO



11 DS 0.30 ST GRİ

FAR, AREOLA, DUDAK DOLGU



SCALP ROLLER

SAÇ SİMÜLASYON ROLLER




MICRO NEEDLING 12 0.20 LT

MEZOTERAPİ (DERMAPEN)



52 RS 0.25 BEYAZ

HATALI KALICI MARYAJ VE DÖVME SİLME



88 RS 0.25 BEYAZ

HATALI KALICI MARYAJ VE DÖVME SİLME